

# 24小時尿液檢體收集方式

1. 從第一天早上8點開始收集(8點前將最後一次尿液排光)至隔天早上8點
2. 打開集尿袋上蓋，將每次尿液倒入袋內(每次倒完要鎖上蓋子)，直到24小時收集完成
3. 記錄24小時尿液總量
4. 將集尿袋充分混合均勻，取10ml至尿管旋緊管蓋後送至實驗室

註1:計算尿量請將尿袋底座拉開放置平台桌面上

註2:若使用有刻度容器收集，請至於平台桌面上觀察液面刻度