

3號 衛教單

定量噴霧吸入劑 (Metered Dose Inhaler)

正確使用須知



如何正確操作?

1. 移去蓋子並充分振搖定量噴霧劑(第一次使用請先對空氣按壓1-2下)



2. 垂直握住
3. 吐氣到底



4. 將咬嘴或吸入輔助器含在口中
(舌頭或牙齒勿堵住出口)]



5. 壓一下，手口配合(壓下的同時吸氣)
6. 慢且深的吸入到飽(約3-4秒)
7. 閉氣5-10秒
8. 如需吸第二口，請1分鐘後再重複步驟1-7

使用注意事項

1. 每次使用前，務必充分振搖藥瓶。
2. 在使用類固醇藥物時，使用後必須漱口，防止鵝口瘡的產生。
3. 將輔助器以溫水清洗並風乾儲存好。

本院品項

- Berodual N MDI備喘全定量噴霧吸入劑
- Foster 肺舒坦定量吸入劑(使用完須漱口)
- Seretide 250 evohaler使肺泰 250 優氟吸入劑(使用完須漱口)