

6號 衛教單

Spiolto 適倍樂舒沛噴吸入劑

正確使用須知



藥品裝置說明



2a. 自藥盒取出藥罐，將藥罐的窄端推向吸入器，直到發出「咔嗒」聲。

操作說明



1. 在淺綠色蓋子蓋緊時，按壓著安全扣並拔下透明底座。



2b. 將藥罐牢牢地頂向一堅固表面，以確保藥罐已完全裝入吸入器。

每日使用步驟：



I. 一天僅可使用一次，每次使用需噴兩次。將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「咔嗒」聲（約轉半圈）。



II. 打開淺綠色蓋子。慢慢將肺中空氣完全呼出，緊閉雙唇含住口含器末端，但勿遮住通氣孔。用口慢慢地深吸氣時，按壓給藥按鈕，然後盡可能地繼續緩慢吸氣。屏氣10秒或盡可能地延長屏氣。



III. 吸入劑可提供30個劑量(60噴)，當指針進入刻度上的紅色區域時，代表大約還剩7天(14噴)的藥量。一但劑量用完，吸入器會自動鎖住無法被旋轉。吸入器最多只能存放三個月。



3. 裝回透明底座，將藥罐放入吸入器後，還是可以看到藥罐底部的銀色環，藥罐一旦放入吸入器後，不可再取出，並且勿再將透明底座取下。



4. 將吸入器朝上握好，淺綠色蓋子蓋緊。將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「咔嗒」聲。



5. 打開淺綠色蓋子直到「啪嗒」地完全打開。



6. 將吸入器朝向地面。按壓給藥按鈕。蓋上淺綠色蓋子。可重複4、5、6步驟直到出現霧狀的藥液。

參考資料：Spiolto適倍樂舒沛噴仿單